

Weshalb eine Checkliste Küche?

Die reibungslose Verarbeitung von Nachrichten ist für die Küche besonders wichtig: fehlerhafte Bewegungen führen zu falschen Essens-Lieferungen. Da auch standardisierte HL7-Schnittstellen in der Regel minimale Anpassungen unsererseits erfordern, gibt uns diese Checkliste die Möglichkeit, rechtzeitig Anpassungen für den reibungslosen Ablauf vorzunehmen. **Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.**

Projektname

Auftragsnummer

Datum (TT, MM, JJJJ)

1 IHRE ANSPRECHPARTNER

Tragen Sie hier bitte die Ihnen bekannten Ansprechpartner ein.

Wer bei Ihnen im Hause betreut seitens der EDV die Schnittstelle?

Name	Telefon	E-Mail-Adresse

Die Küche setzt eine 24/7-VPN Fernwartung mit Dateiübertragung voraus. In welchen Zeiten ist welcher Ansprechpartner in der EDV vor Ort bei Problemen bezüglich der Fernwartung erreichbar?

Zeit	Name/Hotline	Telefon	E-Mail-Adresse

2 VON MEDLINQ VERARBEITETE NACHRICHTEN-TYPEN Schnittstelle Küche

Diese Nachrichten werden als Standard verarbeitet: abweichende Typen bitte auf Seite 2 vermerken.

Typ	Art	Auswirkung für MEDLINQ-Küche
A01	Aufnahme	Aufnahme
A02	Verlegung	Verlegung
A03	Entlassung	Entlassung
A06	Umwandlung ambulant > stationär	für uns: Aufnahme
A07	Umwandlung stationär > ambulant	für uns: Entlassung
A08	Änderung	führt bei uns zu keinen Bewegungen!
A11	Aufnahme-Storno	für uns: Entlassung
A12	Verlegungs-Storno	für uns: Verlegung
A13	Entlassungs-Storno	für uns: erneute Aufnahme
A18	Veraltet - Zusammenführung PID	Nur optional
A21	Urlaubs-Antritt	für uns: bekommt kein Essen
A22	Urlaubs-Ende	für uns: bekommt wieder Essen
A34	Zusammenführung PID	Weiterführung unter neuer PID
A45	Zusammenführung Fallnummer	Weiterführung unter neuer Fallnummer

3 FRAGEN ZU IHREN SCHNITTSTELLEN-NACHRICHTEN

Bitte beantworten Sie uns folgende Fragen:

Müssen weitere Nachrichtentypen abweichend von der obigen Liste verarbeitet werden?

Nein

Ja, und zwar: **Typ/Funktion**

Gibt es geplante Aufnahmen (mit zukünftigem Aufnahme datum und/oder Entlassdatum)?

Nein

Ja, es gibt folgende Ereignisse:

Gibt es geplante Entlassungen (mit zukünftigem Entlassdatum)?

Nein

Ja, es gibt folgende Ereignisse:

Gibt es außer A03-Nachrichten andere Entlassereignisse?

Nein

Ja, und zwar: **Typ/Funktion**

Werden zusätzlich zu den Fall-Nummern so genannte Episoden-Nummern geführt [z. B. ZBE-Segment]?

Nein

Ja, Beispiel Segment:

Werden Patienten mit ambulantem Status von der Küche versorgt?

Nein

Ja, Detail-Beschreibung:

Gibt es Kriterien, nach denen Nachrichten ausgefiltert werden sollen, weil Sie für die Küche nicht relevant sind [z. B. „H“ für „Historisch“, „O“ für „Outpatient“ (ambulant)]?

Nein

Ja, und zwar:

3 FRAGEN ZU IHREN SCHNITTSTELLEN-NACHRICHTEN (Fortsetzung)

Gibt es auf Abruf eine aktuelle Belegungsliste zum Abgleich mit Angabe der Lebensnummer (nicht der Fallnummer) des Patienten?

Nein

Ja, wer stellt diese zur Verfügung? Und wie?

Gibt es grundsätzlich Ereignisse, die nicht dem HL7-Standard entsprechen?

Nein

Ja, und zwar folgende:

Wo stehen die Standardwerte?

Fallnummer: PV1.19 oder abweichend:

PID*: PID.3.1 oder abweichend:

Station: PV1.3.1 oder abweichend:

Zimmer: PV1.3.2 oder abweichend:

* lebenslange Patientennummer

Gibt es Zusammenführungen für Fallnummer/PID in A34/A45/A18?

Nein

Ja, und zwar: **Typ/Funktion**

Haben A08 Änderungsnachrichten Funktionen bezüglich der Patienten-Bewegungen [außer Zimmerwechsel]?

Nein

Ja, und zwar wie folgt:

Werden Informationen über Kassenstatus, Wahlleistung, Diätkennezeichen und Kostform des Patienten übermittelt?

Nein

Ja, und zwar: **Typ/Funktion**

4 MEDLINQ ANSPRECHPARTNER

SCHNITTSTELLE

Jörg Kirschstein

E-Mail

schnittstelle@medlinq.com

Telefon

+49 40 416266-240

SUPPORT

KÜCHE Torben Beischreiber

supportkueche@medlinq.com

+49 40 416266-220

VERWALTUNG - ZENTRALE

post@medlinq.com

+49 40 416266-0

5 ANMERKUNGEN