

## Weshalb eine Checkliste?

Wir möchten Ihren Auftrag so schnell und reibungslos wie möglich umsetzen. Hierzu haben wir alle uns bereits bekannten Informationen eingetragen und bitten Sie, die fehlenden Angaben zu ergänzen.

Falls Sie selbst eine Frage nicht beantworten können, wenden Sie sich bitte intern an die entsprechende Abteilung [z. B. EDV]. **Abschnitt 3 - „IMPORT und EXPORT“** zeigt uns an, welche Module Sie konkret für welche unserer Produkte wünschen.

Bitte senden Sie den komplett ausgefüllten Fragebogen zusammen mit dem Software-Überlassungs-Vertrag an uns zurück. Dieser Fragebogen ist Teil des Schnittstellen-Auftrags. **Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.**

**Projektname** **Auftragsnummer** **Datum (TT, MM, JJJJ)**

## 1 ANSPRECHPARTNER

**Name, Telefon, E-Mail-Adresse** Tragen Sie hier bitte die Ihnen bekannten Ansprechpartner ein.

Anwender (z. B. Anästhesie, Intensiv)

EDV (hausintern)

KIS-Hersteller (z. B. Agfa, Siemens)

Gateway (z. B. OSM, Healthcom)

Sonstige (z. B. Labordaten)

## 2 KIS- und GATEWAY-SYSTEM

### KIS-SYSTEM

Hersteller Agfa Siemens Tieto SAP iSoft

anderer Hersteller

Produkt (z. B. Orbis)

### GATEWAY-SERVER (Kommunikationsserver)

**Es wird kein Gateway-Server eingesetzt**

oder Betreuer OSM Healthcom Oracle SAP iSoft

anderer Betreuer

### FORMAT UND TRANSPORTWEG

Typ HL7 HCM ODBC proprietär

anderer Typ

Transportweg TCP/IP Socket dateibasiert, wenn ja: ODBC  
direkt auf unseren Server  
Freigabe/Austauschverzeichnis  
FTP

### 3 IMPORT und EXPORT

#### IMPORT - Daten, die an MEDLINQ gesendet werden

Kreuzen Sie bitte an, welche Daten vom KIS an uns gesendet werden und in welche MEDLINQ-Produkte importiert werden sollen.

ADT [Stammdaten]      BAR [Diagnosen & Prozeduren] oder:      PR1/DG1 in ADT  
 ORU [Labor]      OP-FALLNUMMER/EPISODEN [Z-Segment]      Sonstige

Produkt	ADT	Produkt	ICD	OPS	Sonstiges
Anästhesie		Anästhesie			
Intensiv		Intensiv			
Schmerzvisite		Schmerzvisite			
Küche					

#### EXPORT - Daten, die von MEDLINQ an das KIS gesendet werden

Kreuzen Sie bitte an, welche Daten von welchem MEDLINQ-Produkt aus in welchem Format an das KIS exportiert werden sollen.

	Produkt(e)	Format	Details
BAR [Diagnosen ICD]			
BAR [Prozeduren OPS]			
ORU [Dokumente]		In welchem Format soll was genau exportiert werden (z. B. Arztbriefe)?	
		PDF	JPG    DOC
		PDF	JPG    DOC
MDM [Dokumente]		In welchem Format soll was genau exportiert werden (z. B. Arztbriefe)?	
		PDF	JPG    DOC
		PDF	JPG    DOC
MDM HYDMEDIA		AGFA Archivsystem, nur PDF	
Leistungsdaten [DFT od. ZA1, ZA2, ZA3]		Bitte Anlage <b>LEISTUNGSDATEN EXPORT</b> ausfüllen	
Sonstiges:			

### 4 TERMINE

#### Gibt es bereits Terminabsprachen?

Falls Sie mit unserem Vertrieb oder einem der oben genannten Ansprechpartner bereits Terminvorgaben haben, tragen Sie diese bitte hier ein.

### 5 ANLAGE LEISTUNGSDATEN EXPORT

Ja, Leistungsdaten sollen exportiert werden - bitte die Anlage **LEISTUNGSDATEN EXPORT** ausfüllen.

### 6 ANLAGE KÜCHE

Ja, es wurde eine Küchenschnittstelle bestellt - bitte die Anlage **KÜCHE** ausfüllen.

## 7 MEDLINQ ANSPRECHPARTNER

### SCHNITTSTELLE

Jörg Kirschstein

### E-Mail

[schnittstelle@medlinq.com](mailto:schnittstelle@medlinq.com)

### Telefon

+49 40 416266-240

### SUPPORT

KÜCHE Torben Beischreiber

[supportkueche@medlinq.com](mailto:supportkueche@medlinq.com)

+49 40 416266-220

### SUPPORT

ANÄSTHESIE, INTENSIV, SCHMERZVISITE

[support@medlinq.com](mailto:support@medlinq.com)

+49 40 416266-200

### VERWALTUNG · ZENTRALE

[post@medlinq.com](mailto:post@medlinq.com)

+49 40 416266-0

## 8 ANMERKUNGEN

### **Patientenstammdaten (ADT)**

Die Patientendaten enthalten die Stammdaten des Patienten. Hierzu zählen Name, Geburtstag, Adresse, Fachabteilung, Station, Zimmer, Versicherungsstatus.

### **Verlaufsd Diagnosen (ADT/BAR)**

Hiermit sind alle Diagnosen gemeint, die nicht bei der Aufnahme erfasst werden, sondern während des Aufenthaltes generiert werden. Diese werden im Falle der Anästhesie auf Basis des OP-Datums und ggf. der OP-Zeit eingeschränkt.

### **Verlaufsprozeduren (ADT/BAR)**

Hiermit sind alle Prozeduren gemeint, die nicht bei der Aufnahme erfasst werden, sondern während des Aufenthaltes generiert werden. Diese werden im Falle der Anästhesie auf Basis des OP-Datums und ggf. der OP-Zeit eingeschränkt.

### **Prozeduren (BAR)**

Hier exportieren wir die im MEDLINQ-System erfassten Prozeduren.

### **Diagnosen (BAR)**

Hier exportieren wir die im MEDLINQ-System erfassten Diagnosen.

### **Prämedikationsdaten (ZA1)**

Siehe hierzu Dokument

„Medlinq\_Export-Schnittstelle PRAEMED, ANÄ, AWR (nicht technisch).pdf“

### **Anästhesiedaten (ZA2)**

Siehe hierzu Dokument

„Medlinq\_Export-Schnittstelle PRAEMED, ANÄ, AWR (nicht technisch).pdf

### **AWR-Daten (ZA3)**

Siehe hierzu Dokument

„Medlinq\_Export-Schnittstelle PRAEMED, ANÄ, AWR (nicht technisch).pdf

### **Dokumente/Berichte (MDM/ORU)**

Hier werden Daten seitenweise in einem PDF, einer Bilddatei (JPG) oder einer DOC-Datei für den Export bereitgestellt. Möglich sind beispielsweise Formulare [Scanbilder], Arztbriefe, Verlegungsbriefe.

### **Sonstige Leistungen/z. B. Beatmungszeiten ITS (DFT)**

Je nach KIS ist es möglich, einen Katalog mit Leistungen zu erstellen, um beliebige Daten vom MEDLINQ-System an das KIS zu übergeben. Dies könnten z. B. Zeiten oder bestimmte Markierungen sein, die durchgeführte Leistungen darstellen.